

Lava Präzisions-Lösungen

Lava™

Chairside Oral Scanner C.O.S.



Der digitale Weg zu einem natürlichen Lächeln

3M ESPE

Beeindruckender Komfort

Der erste Schritt zur Erstellung einer neuen Krone oder Brücke ist die Abdrucknahme Ihrer Zähne. Gewöhnlich bedeutet das, in einen mit kneteartigem Material gefüllten Löffel zu beißen. Sie wissen: Diese Materialien können schlecht schmecken und der gefüllte Löffel kann Ihnen ein unangenehmes Würgegefühl geben.

Mit dem Lava™ Chairside Oral Scanner C.O.S. von 3M ESPE gehört das manchmal unangenehme Verfahren nun der Vergangenheit an. **Erleben Sie diese bequeme Art und Weise, Ihr Lächeln wieder herzustellen.**



Komfort

Präzision



Beeindruckende Präzision

Wie funktioniert das Verfahren? Mit dem Lava C.O.S. scannt Ihr Zahnarzt Ihre Zähne mit einem optischen Handstück, das winzige Kameralinsen enthält. Diese Linsen nehmen Videobilder in 3D auf. Die gesammelten Daten geben ein außerordentlich genaues digitales Bild wieder und ermöglichen eine hervorragende Detailreproduktion Ihrer Zähne. Je genauer diese Aufnahme, desto besser ist Ihre endgültige Krone oder Brücke.



Moderne Technologie




Beeindruckende Technologie

Der Lava™ C.O.S. ist eines der am höchsten entwickelten optischen Systeme in der Zahnheilkunde. **Ihr digitaler Abdruck wird in Echtzeit auf einem Touchscreen wiedergegeben.** Ihr Zahnarzt kann die 3D-Aufnahme am Bildschirm drehen, vergrößern und Ihnen den Abdruck von allen Seiten zeigen. Auf diese Weise bekommen Sie Einblicke, die vorher nie möglich gewesen sind.

Maximaler Komfort

Zuverlässige Präzision

Modernste Technologie



Lava™ C.O.S. – bequeme und genaue digitale Abdrücke in 3D.

Zukünftig gibt es einen Grund weniger, Angst vor dem Zahnarztbesuch zu haben: Mit dem Lava C.O.S. kann Ihr Zahnarzt äußerst genaue digitale Abdrücke Ihrer Zähne nehmen – mittels einer berührungslosen Abtastung.

**Sie werden begeistert sein von dieser
Revolution – genauso wie Ihr Zahnarzt ***

*Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass Leute den Komfort von digitalen Abdrücken zu traditionellen Techniken bevorzugen.
Quelle: 3M ESPE interne Daten.

Beeindruckender Komfort

Wie Ihr Zahnarztbesuch angenehmer wird

1. Vorbereitung

Ihr Zahnarzt bereitet Ihre Zähne vor und bestäubt die Zahnoberfläche mit einem dünnen Puder.

2. Aufnahme Ihrer Zähne

Ihr Zahnarzt führt das Handstück über Ihre Zähne und nimmt hoch genaue digitale Bilder auf. Ein 3D-Abdruck erscheint unmittelbar am Touchscreen.

3. Erstellung Ihres Zahnersatzes

Ihr digitaler Abdruck wird elektronisch zu einem Zahntechniker im Dentallabor gesendet, wo Ihr Zahnersatz erstellt wird.

4. Abschlusstermin

Ihr Zahnarzt setzt den hochpräzisen Zahnersatz ein. Damit ist Ihr Lächeln wiederhergestellt.

Sie + 3M ESPE =
Garantie für Erfolg

Praxisstempel

3M ESPE

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
FreeCall: 0800 – 2 75 37 73
FreeFax: 0800 – 3 29 37 73
E-Mail: info3mespe@mmm.com
Internet: www.3mespe.de

3M, ESPE und Lava sind Marken von
3M oder 3M ESPE AG.
© 3M 2009. Alle Rechte vorbehalten.
70210000322/01 (11.2009)